

## SURGICAL GOWN

医用手术衣



## 2. SURGICAL GOWN

Reinforced



手术衣-加强  
Surgical Gown - Reinforced

**手术衣参数表格/Product List:**

产品名称	规格	材料	是否灭菌	是否加强
医用一次性手术衣-熔贴布	M, L, XL, XXL	Spunbond SMS Hygiene SMS	✓	✓
医用一次性手术衣-熔贴布	M, L, XL, XXL	Spunbond SMS	✓	✓
医用一次性手术衣-熔贴布	M, L, XL, XXL	Spunbond SMS	✓	✓

**手术衣尺寸规格/Size Specification:**

尺码	手术衣长度	手术衣上长	手术衣下长
M	125x73CM	71x65.5CM	113x48CM
L	130x75CM	72.5x67CM	115x50CM
XL	135x77CM	75x70CM	118x52CM
XXL	140x80CM	78x73CM	121x55CM

**手术衣**  
Surgical Gown

**医用一次性洗手衣**  
Scrub Suit

## GOWNS - SURGICAL GOWN - REINFORCED

€11.12

SKU: N/A

Categories: [Bioide](#), [PersonProtect](#)

## PRODUCT DESCRIPTION

Sizes – S, M, L, XL, XXL

Advanced SMS nonwoven provides alichole repellent, anti-static and anti-splash.

Professional medical design, fully adapted to surgical procedure.

Reinforced area gives long-time protection

